

DIE BENSBERG ENTBINDUNGSWANNE FAMILIE

Von Seagull Medica



UNSER VERTRIEBSPARTNER IN D UND A

nibomed
Handel & Service

+49 (0) 9381-71582-0
info@nibomed.de
www.nibomed.de

Standard BENSBERG

Unsere glatte standard Entbindungswanne



Alle unsere Wannen können mit verschiedenen Zubehörteilen und Optionen ausgestattet werden. Sicherlich ist eine der wichtigsten **die Tür**, um den Zugang und den Ausgang zu erleichtern.

Sonstiges Zubehör:

Zweistufiges Treppenpodest mit und ohne Handlauf; Begrenzung der Wannenbefüllung (2x in der Version mit Tür); Farbtherapie System (2x LED Scheinwerfer); Absaugpumpe Mazerator für Fremdkörper; System zur Erhaltung der Wassertemperatur; Elektrisches Ablaufssystem; Beistellbank (Höhe 25/40 cm); zweifarbige Option; Temperaturanzeige; Hängeseil-System (komplett mit Haken, Haltetuch und Karabinerhaken); verschiedene Beleuchtungssysteme;

- 2x Edelstahl Handgriffe;
- Armaturen mit Mischbatterie und Handbrause;
- Wannenträger und Außenverkleidung;
- DN63/70 Abfluss, für die **Notentleerung in weniger als eineinhalb Minuten**;
- abnehmbarer Einlaufhahn auf dem Wannenrand;
- RAL Farbe nach Wahl;

MUST BENSBERG

Unsere Entbindungswanne mit **erhöhtem Sitz und integrierten Fußstützen**.



- 2x Edelstahl Handgriffe;
- Armaturen mit Mischbatterie und Handbrause;
- Wannenträger und Außenverkleidung;
- DN63/70 Abfluss, für die **Notentleerung in weniger als eineinhalb Minuten**;
- abnehmbarer Einlaufhahn auf dem Wannenrand;
- RAL Farbe nach Wahl;

Alle unsere Wannen können mit verschiedenen Zubehörteilen und Optionen ausgestattet werden. Sicherlich ist eine der wichtigsten **die Tür**, um den Zugang und den Ausgang zu erleichtern.

Sonstiges Zubehör:

Zweistufiges Treppenpodest mit und ohne Handlauf; Begrenzung der Wannenbefüllung (2x in der Version mit Tür);

Farbtherapie System (2x LED Scheinwerfer); Absaugpumpe Mazerator für Fremdkörper; System zur Erhaltung der Wassertemperatur; Elektrisches Ablaufssystem; Beistellbank (Höhe 25/40 cm); zweifarbige Option; Temperaturanzeiger; Hängeseil-System (komplett mit Haken, Haltetuch und Karabinerhaken); verschiedene Beleuchtungssysteme;

TAMARINDO BENSBERG

Unsere **glatte** Entbindungswanne mit **integrierten Fußstützen**.



- 2x Edelstahl Handgriffe;
- Armaturen mit Mischbatterie und Handbrause;
- Wannenträger und Außenverkleidung;
- DN63/70 Abfluss, für die **Notentleerung in weniger als eineinhalb Minuten;**
- abnehmbarer Einlaufhahn auf dem Wannenrand;
- RAL Farbe nach Wahl;

Alle unsere Wannen können mit verschiedenen Zubehörteilen und Optionen ausgestattet werden. Sicherlich ist eine der wichtigsten **die Tür**, um den Zugang und den Ausgang zu erleichtern.

Sonstiges Zubehör:

Zweistufiges Treppenpodest mit und ohne Handlauf; Begrenzung der Wannenbefüllung (2x in der Version mit Tür); Farbtherapie System (2x LED Scheinwerfer); Absaugpumpe Mazerator für Fremdkörper; System zur Erhaltung der Wassertemperatur; Elektrisches Ablaufssystem; Beistellbank (Höhe 25/40 cm); zweifarbiges Option; Temperaturanzeige; Hängeseil-System (komplett mit Haken, Haltetuch und Karabinerhaken); verschiedene Beleuchtungssysteme;



UNSER VERTRIEBSPARTNER IN D UND A

nibomed +49 (0) 9381-71582-0
Handel & Service info@nibomed.de
www.nibomed.de