

Stillstuhl MimmaMà



**Ein kleiner Sessel – entworfen
um das Stillen zu erleichtern.**

Unser „MimmaMà®“ ist ein neuartiger Stuhl, der stillende Mütter bei verschiedenen Stillpositionen unterstützt – vor allem auch beim simultanen Tandemstillen von Zwillingen. Er sorgt für Komfort, den ein Bett oder ein herkömmlicher Stuhl nicht bieten können.

„MimmaMà®“ kombiniert originelles italienisches Design, das an eine ihr Baby umarmende Frau erinnert, mit hervorragenden ergonomischen Eigenschaften. Anschmiegsam und bequem unterstützt „MimmaMà®“ den Lendenbereich und minimiert den Druck auf das Perineum. So kann er helfen, Schmerzen nach einer Operation oder nach Komplikationen bei der Geburt zu reduzieren.

„MimmaMà®“ bietet zudem eine optimale Auflage für Schultern und Arme. Die großen, weichen Armlehnen und die abgerundete Form ermöglichen Mutter und Kind eine ergonomisch ideale Position. Eine flexible, herausnehmbare Fußstütze sorgt bei Bedarf für eine entspannte Sitzposition, sodass die Frau während des Stillens bequem und rüchenschonend sitzt.

„MimmaMà®“ ist feuerfest, latexfrei, in vielen verschiedenen Farben erhältlich und mit antimikrobiellen Polstern ausgestattet.



Vorteile auf einen Blick:

- Rückenlehne mit stumpfen Seiten – besonders gut geeignet auch für die Tandemposition
- Große, weiche, abgerundete Armlehnen; Lordosen-, Schulter- und Rückenstütze
- Modellierung der Sitzfläche, die Druck auf das Perineum vermeidet
- Feuerfest, antibakteriell und latexfrei

Materialien und Farben:

- **Sessel:** Polyurethanschaum mit einem Innenrahmen aus Eisenrohren und Außenpolsterung aus geschäumtem PVC Öko-Leder mit Stoffstütze
- Sitzfarbe: Lila, Gelb, Grün, Fuchsia und Weiß in drei Modellen erhältlich: MimmaMà 365900N, MimmaMà 365900L und MimmaMà 365900S.
- **Belastung bis:** 130 Kg



MimmaMà 365900N

Sessel mit lackierter Aluminiumbasis und Fußstütze.
Größen: (L x B x H) 74 x 67 x 93 cm
Gewicht: 23 kg



MaBeby 365900C

MaBeby Stillkissen aus silikonisiertem Polyester mit doppeltem Futter.
Größen: (L x B x H) 44 x 24 x 11 / 14 cm



MimmaMà 365900L

Drehstuhl mit Ballast-Scheibenboden aus verchromtem Edelstahl.
Größen: (L x B x H) 74 x 67 x 90 cm
Gewicht: 27 kg



Tuki 365900P

Tuki Fußstütze aus weichem Polyurethan: burgunderfarben.
Größen: (L x W x H) 37 x 40 x 10 / 14 cm



MimmaMà 365900S

Sessel mit gewölbten Beinen aus grau lackierten Eisenrohren mit verstellbaren Füßen.
Größen: (L x B x H) 74 x 67 x 91 cm
Gewicht: 13 kg

Entdecken Sie weitere exklusive Produkte wie das neue Entbindungsbett Venus VII und die Entbindungswanne Bensberg – auf Wunsch gestalten wir auch komplette Kreißsäle neu.

